



HCP - 7000  
RZUTNIK  
OPTOTYPÓW



# HCP-7000 RZUTNIK OPTOTYPÓW

- Trwałe źródło światła LED
- Białe światło zapewniające lepszy kontrast  
Atrakcyjny, opływowy kształt i niebieska kontrolka
- Optotypy z cyrylicą



## SPECYFIKACJA

Testy	41 optotypów, 34 maski, test czerwono-zielony, filtr polaryzacyjny
Odległość wyświetkana	2,5 ~ 8 m
Zmiana testu	Średnio 0,15 sek.
Powiększenie	30x przy odległości wyświetlania 5 m
Tryb uśpienia	Automatyczny po 10 minutach bezczynności
Programy	2 programy po 30 tablic
Kąt odchylenia	15°
Zasilanie	100-120V 50Hz: 0,6A, 200-240V 60Hz: 0,3A
Źródło światła	LED 4W
Wymiary	270 (szer.) X 182 (gł.) X 230 (wys.) mm
Waga	3,44 kg

Projekt oraz specyfikacja urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.