


STOLIKI OKULISTYCZNE

STOL-MIK
ul. Zagłoby 31
42 - 400 Zawiercie
Tel. 796 595 695
biuro@stolmik.pl



DANE TECHNICZNE		STM 5	STM 5-3
Minimalna wysokość stolika	mm	670	670
Maksymalna wysokość stolika	mm	870	870
Zakres regulowanej wysokość stolika	mm	200	200
Wymiary blatu	mm	520 x 1000	520 x 1000
Czas ruch pionowego	s	21	21
Nośność	kg	90	110
Waga	kg	44	47



stolmik

www.stolmik.pl

