

STOLIKI OKULISTYCZNE



* STM 5 (without PC holder)



* STM 5 (with PC holder)



* STM 1



* STM 2U



* STM 2

Dane techniczne		MODEL			
		STM 1	STM 2	STM 2U	STM 5
Minimalna wysokość stolika	mm	650	680	680	690
Maksymalna wysokość stolika	mm	900	930	930	940
Wielkość blatu	mm	440x630	450x780	535x1025	520x1000
Czas przejazdu między położeniami skrajnymi	s	21	21	21	21
Nośność blatu	kg	60	60	60	60
Waga	kg	27	30	32	40/43

