

TL-35M, TL-34P

Kasety szkieł próbnych

TF-3 Oprawa próbna



O Rexxam



Rex + Max = Rexxam

Rexxam to japońska firma z 60-letnią historią, zatrudniająca ponad 3000 pracowników na całym świecie. Rexxam jest producentem szerokiej gamy produktów obejmujących między innymi automatykę przemysłową, samochody, systemy klimatyzacji oraz buty narciarskie.

Nieprzerwanie od 1986 roku firma prowadzi produkcję wysokiej klasy urządzeń dla wiodących marek branży okulistycznej. Urządzenia cenionej marki SHIN-NIPPON są wytwarzane przez Rexxam od roku 1993. W roku 2014 marka SHIN-NIPPON została przejęta przez Rexxam.

Rexxam jest szanowanym i uznanym producentem zaopatrującym światowy rynek okulistyczny w sprzęt najwyższej klasy. Firma zawdzięcza swój sukces precyzyjnej inżynierii oraz innowacyjności, dzięki którym jej unikalne urządzenia cieszą się uznaniem oftalmologów na całym świecie.

Rexxam to synonim najwyższej jakości w praktyce okulistycznej.

1960
Założenie firmy
Rexxam

1986
Rozpoczęcie
produkcji urządzeń
dla wiodących
marek sprzętu
okulistycznego.

1993
Rexxam staje się
głównym producentem
urządzeń marki SHIN-
NIPPON
SHIN-NIPPON

2014
Rexxam zostaje właścicielem marki
SHIN-NIPPON
SHIN-NIPPON by Rexxam

2018
Produkcja urządzeń pod marką Rexxam
Rexxam

Rexxam

Quality in vision care

Proudly  Made in Japan



Szklą w ramkach metalowych TL-35M

Kaseta szkieł próbnych TL-35M składa się z 266 wysokiej jakości soczewek mineralnych (razem ze specjalnymi) w metalowych ramkach. Szklą umieszczone są w solidnej walizce transportowej z wyjmowanym wkładem drewnianym, który z łatwością można umieścić w szufladzie.



Szklą w ramkach plastikowych TL-34P

Kaseta szkieł próbnych TL-34P składa się z 232 wysokiej jakości soczewek mineralnych (razem ze specjalnymi) w mocnych plastikowych ramkach. Szklą umieszczone są w solidnej walizce transportowej z wyjmowanym wkładem drewnianym, który z łatwością można umieścić w szufladzie.



Oprawa próbna TF-3

Lekka i mocna oprawa próbna TF-3 jest łatwa w obsłudze i dobrze dopasowana do głowy pacjenta.

- PD - niezależna regulacja dla prawej i lewej strony.
- Regulacja długości i kąta zauszników.
- Nosek - regulacja pionowa i pozioma.
- Płynna regulacja osi.

Miejsce na 5 soczewek: 3 z przodu i 2 z tyłu.



Kaseta szkieł próbnych TL-35M (metalowe ramki): 226 szkieł

Soczewki sferyczne
płasko-wklęsłe/wypukłe: (±) 0.12-6.00 D
dwu-wklęsłe/wypukłe: (±) 6.50 i więcej

Dioptrie sztuk	Dioptrie sztuk	Dioptrie sztuk
0.12 2	3.25 2	10.00 2
0.25 2	3.50 2	11.00 2
0.50 2	3.75 2	12.00 2
0.75 2	4.00 2	13.00 2
1.00 2	4.50 2	14.00 2
1.25 2	5.00 2	15.00 2
1.50 2	5.50 2	16.00 2
1.75 2	6.00 2	18.00 2
2.00 2	6.50 2	20.00 2
2.25 2	7.00 2	
2.50 2	7.50 2	
2.75 2	8.00 2	
3.00 2	9.00 2	

Soczewki cylindryczne
Płasko-wklęsłe/wypukłe

Dioptrie sztuk	Dioptrie sztuk
0.12 2	4.00 2
0.25 2	4.50 2
0.50 2	5.00 2
0.75 2	6.00 2
1.00 2	
1.25 2	
1.50 2	
1.75 2	
2.00 2	
2.25 2	
2.50 2	
3.00 2	
3.50 2	

Soczewki
pryzmatyczne

Dioptrie sztuk
0.50 2
1.00 2
2.00 2
3.00 1
4.00 1
5.00 1
6.00 1
7.00 1
8.00 1

Soczewki specjalne

Dioptrie	sztuk
Przysłona oka	1
Otwór stenopeniczny (Φ1.0 mm)	1
Otwór stenopeniczny (Φ1.5 mm)	1
Szczelina (1.0 mm)	1
Filtr czerwony	1
Filtr zielony	1

Walizka

Wymiary zwen. i waga z soczewkami
350 mm (szer.) x 545 mm (gł.) x 92 mm (wys.)
ok. 6.9 kg

Wymiary wkładki
318 mm (szer.) x 518 mm (gł.) x 36 mm (wys.)

Kaseta szkieł próbnych TL-34P (plastikowe ramki): 232 szkła

Soczewki sferyczne
płasko-wklęsłe/wypukłe: (±) 0.12-6.00 D
dwu-wklęsłe/wypukłe: (±) 6.50 i więcej

Dioptrie sztuk	Dioptrie sztuk	Dioptrie sztuk	sztuk
0.12 2	3.25 2	11.00 2	2
0.25 2	3.50 2	12.00 2	2
0.50 2	3.75 2	13.00 2	2
0.75 2	4.00 2	14.00 2	2
1.00 2	4.50 2	15.00 2	2
1.25 2	5.00 2	16.00 2	2
1.50 2	5.50 2	18.00 2	2
1.75 2	6.00 2	20.00 2	2
2.00 2	6.50 2		
2.25 2	7.00 2		
2.50 2	8.00 2		
2.75 2	9.00 2		
3.00 2	10.00 2		

Soczewki cylindryczne
Płasko-wklęsłe/wypukłe

Dioptrie sztuk	Dioptrie sztuk
0.12 2	3.25 2
0.25 2	3.50 2
0.50 2	4.00 2
0.75 2	4.50 2
1.00 2	5.00 2
1.25 2	6.00 2
1.50 2	
1.75 2	
2.00 2	
2.25 2	
2.50 2	
2.75 2	
3.00 2	

Soczewki
pryzmatyczne

Dioptrie sztuk
1.00 1
2.00 1
3.00 1
4.00 1
5.00 1
6.00 1
7.00 1
8.00 1
9.00 1
10.00 1

Soczewki specjalne

Dioptrie	sztuk
Przysłona oka	1
Otwór stenopeniczny (Φ1.0 mm)	1
Szczelina (1.0 mm)	1
Pałeczka Maddoxa	1
Filtr czerwony	1
Filtr zielony	1
Plano	1
Soczewka matowa	1
Krzyż decentracji	2

Walizka

Wymiary (zewnętrzne) i waga z soczewkami 345
mm (szer.) x 545 mm (gł.) x 95 mm (wys.) ok.
5.4 kg

Wymiary wkładki
318 mm (szer.) x 518 mm (gł.) x 36 mm (wys.)

Oprawa próbna TF-3

Regulacja PD	48 ~ 80 mm
Krok regulacji osi	5°
Długość zauszników	78 ~ 108.5 mm
Kąt ustawienia zauszników	25° / 10°
Liczba miejsc na soczewki (przód)	3
Liczba miejsc na soczewki (tył)	2
Średnica szkieł próbnych	38 mm
Obrót przedniej soczewki	360°
Odległość wierzchołkowa	4 ~ 14 mm
Waga	60 g

Projekt i specyfikacja urządzenia może ulegać zmianom bez powiadomienia.

Producent TL-35M & TL-34P

Rexxam
Quality in vision care

Proudly  Made in Japan

Dystrybutor

OPTOPOL
technology

OPTOPOL Technology sp. z o.o.
ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Polska
Tel/Fax: +48 32 67 22 800
E-mail: info@optopol.com
www.optopol.com